


PORTFOLIO



PL



v2

S-LINE

M-LINE



MPW-54

MPW-55

MPW-56

MPW-150R

M-BASIC

M-UNIVERSAL



120 ml

48 ml

120 ml

90 ml

120 ml / PRP

500 ml

RCF
max.

1 137, 3 122 x g

15 279 x g

3 341 x g

21 382 x g

2 469 x g

24 270 x g

RPM
max.

3 500, 5 800

14 500

6 000

15 000

4 000

18 000



-

-

-

-20°C ÷ +40°C

-

-



Do każdego rodzaju wirówki posiadamy bogate wyposażenie, które daje użytkownikom szerokie możliwości badawcze i diagnostyczne.

Oferowane przez MPW produkty pozwalają na wydajną i bezawaryjną pracę przez długi czas.



M-LINE

L-LINE



M-DIAGNOSTIC

M-SCIENCE

MPW-260

MPW-260R

MPW-260RH

MPW-351e

500 ml

100 ml

500 ml

500 ml

500 ml

800 ml

4 427 x g

24 270 x g

24 270 x g

24 270 x g

24 270 x g

3 600 x g

6 000

18 000

18 000

18 000

18 000

4 500

-

-

-

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +55°C

-



Oferujemy różne rozwiązania dla specjalistycznych laboratoriów.

Podejmujemy wyzwania, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Cytodiagnostykę, proponując zestaw cytologiczny w celu wykrywania zmian komórkowych w płynach ustrojowych.

L-LINE

XL-LINE



MPW-352

MPW-352R

MPW-352RH

MPW-380

MPW-380R

1 000 ml

1 000 ml

1 000 ml

3 000 ml

3 000 ml

24 270 x g

30 065 x g

30 065 x g

31 876 x g

31 876 x g

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

-

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +55°C

-

-20°C ÷ +40°C



NOWOŚĆ




**WIRNIK
HYBRYDOWY
HORYZONTALNO-
KĄTOWY
90°/45°**






ZESTAW CYTOLOGICZNY „CYTOSET”

podstawka



szkiełko
mikroskopowe



bibuła filtracyjna



nakładka



probówka
z PP 2,2ml
z pokrywką



PRODUCENT WIRÓWEK LABORATORYJNYCH



PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 13485



MPW MED. INSTRUMENTS
ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa Polska
www.mpw.pl