


PORTOFOLIO
PORTFOLIO
PORTAFOLIO



	S-LINE				M-LINE			
								
	MPW-54	MPW-55	MPW-56	MPW-150R	M-BASIC	M-UNIVERSAL	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE
	120 ml	48 ml	120 ml	90 ml	120 ml / PRP	500 ml	500 ml	100 ml
RCF max.	1 137, 3 122 x g	15 279 x g	3 341 x g	21 382 x g	2 469 x g	24 270 x g	4 830 x g	24 270 x g
RPM max.	3 500, 5 800	14 500	6 000	15 000	4 000	18 000	6 000	18 000
	-	-	-	-20°C ÷ +40°C	-	-	-	-
Liczba wirników [kątowych horyzontal- nych] Number of rotors [angleswing-out] Numero de rotores [angularoscilante]	3/0	3/1	4/0	7/1	1	19/4	8/5	8/1
Autoidentyfikacja wir- nika Rotor auto-reco- gnition identificación de rotores automatica	-	-	-	•	-	•	•	•
Język Language Idioma	EN	EN	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociąganie pokrywy Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	-	9	-	100	5	100	100	100



Wirnik hybrydowy horyzontalno-kątowy

Horizontal swing-out and angle rotor

Rotor mixto, oscilante y angular

			L-LINE				XL-LINE	
								
MPW-260	MPW-260R	MPW-260RH	MPW-351e	MPW-352	MPW-352R	MPW-352RH	MPW-380	MPW-380R
500 ml	500 ml	500 ml	800 ml	1 000 ml	1 000 ml	1 000 ml	3 000 ml	3 000 ml
24 270 x g	24 270 x g	24 270 x g	3 509 x g	29 703 x g	30 065 x g	30 065 x g	31 876 x g	31 876 x g
18 000	18 000	18 000	4 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
-	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-20°C ÷ +40°C
19/3	19/3	19/3	4/3	27/7	27/7	27/7	13/4	13/4
•	•	•	-	•	•	•	•	•
PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
-	-	-	-	•	•	•	•	•
100	100	100	-	100	100	100	100	100



Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy wirówki

Visual and sound alerts of different notifications



programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm³ [z automatyczną korektą prędkości maksymalnej]

manual adjustment of density of samples>1,2g/cm³ [with automatic maximum speed correction]

ajuste programado de la densidad de muestras > 1,2 g/cm³ [con corrección automática de la velocidad máxima]

Tradycyjnie wysoka trwałość i jakość
w nowoczesnym wzornictwie.


Traditionally high durability and quality
in a modern design.

Tradicionalmente alta durabilidad y calidad
en un diseño moderno.





podstawka
base
base



szkiełko mikroskopowe
microscope slide
portaobjetos de microscopio



bibuła filtracyjna
filter card
tarjeta de filtros

nakładka
insert
Inserción



probówka z PP 2,2ml
z pokrywką;
PP tube 2,2ml with a cap;
Tubo de ensayo de PP,
2,2 ml con tapón





MPW MED. INSTRUMENTS
www.mpw.pl

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa Polska
46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland
Calle Boremlowska 46
04-347 Varsovia Polonia

E-mail: mpw@mpw.pl
Phone.: +48 22 610 56 21
Fax: +48 22 610 55 36

