

# PORTFOLIO




PL



v3

## S-LINE

## M-LINE



**MPW-54**

**MPW-55**

**MPW-56**

**MPW-150R**

**M-BASIC**

**M-UNIVERSAL**



120 ml

48 ml

120 ml

90 ml

120 ml / PRP

500 ml

RCF  
max.

1 137,3 122 x g

15 279 x g

3 341 x g

21 382 x g

2 469 x g

24 270 x g

RPM  
max.

3 500, 5 800

14 500

6 000

15 000

4 000

18 000



-

-

-

-20°C ÷ +40°C

-

-



Do każdego rodzaju wirówki posiadamy bogate wyposażenie, które daje użytkownikom szerokie możliwości badawcze i diagnostyczne.

Oferowane przez MPW produkty pozwalają na wydajną i bezawaryjną pracę przez długi czas.





## M-LINE

## L-LINE



### M-DIAGNOSTIC

### M-SCIENCE

### MPW-260R

### MPW-260RH

### MPW-351e

### MPW-352

500 ml

100 ml

500 ml

500 ml

800 ml

1 000 ml

4 427 x g

24 270 x g

24 270 x g

24 270 x g

3 600 x g

24 270 x g

6 000

18 000

18 000

18 000

4 500

18 000

-

-

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +55°C

-

-




Oferujemy różne rozwiązania dla specjalistycznych laboratoriów.

Podejmujemy wyzwania, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Cytodiagnostykę, proponując zestaw cytologiczny w celu wykrywania zmian komórkowych w płynach ustrojowych.

UWAGA. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w materiałach reklamowych w dowolnym momencie w przypadku zmian w naszej ofercie online. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.

## L-LINE



**MPW-352R**

**MPW-352RH**

1 000 ml

1 000 ml

30 065 x g

30 065 x g

18 000

18 000

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +55°C



## XL-LINE



**MPW-380**

**MPW-380R**

3 000 ml

3 000 ml

31 876 x g

31 876 x g

18 000

18 000

-

-20°C ÷ +40°C



**WIRNIK  
HYBRYDOWY  
HORYZONTALNO-  
KĄTOWY**

**90°/45°**

M-BASIC

PROGRAM RPM/RCF TIME COVER

1 2 40 12 0

2 3 4 5

RPM

REF

START


SHORT






## ZESTAW CYTO

podstawka



szkiełko  
mikroskopowe



bibuła filtracyjna



nakładka



probówka  
z PP 2,2ml  
z pokrywką





# WYROBY MEDYCZNE DLA PROFESJONALISTÓW MEDICAL DEVICES FOR PROFESSIONAL USE ONLY



PN-EN ISO 9001  
PN-EN ISO 13485



## PRODUCENT WIRÓWEK LABORATORYNYCH MANUFACTURER OF LABORATORY CENTRIFUGES

### MPW MED. INSTRUMENTS

ul. Boremlowska 46 | 46 Boremlowska Street  
04-347 Warszawa, Polska | 04-347 Warsaw, Polska

[www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)