

PORÓWNYWARKA

Porównywane produkty

M-BASIC

M-DIAGNOSTIC

M-SCIENCE



Zasilanie	230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)
Moc [W]	120	190	230
Pojemność [ml]	8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP	500, 4 x CYTO	100, (24 kapilary 75 mm)
Max. RPM [min⁻¹]	300 ÷ 4000, krok 100 RPM	90 ÷ 6 000, krok 1 RPM	90 ÷ 18 000, krok 1 RPM
Max. RCF [x g]	2 469	4 830	24 270
Czas pracy	1 ÷ 99min, krok 1min, ∞ (HOLD)	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s
Wymiary H x W x D [mm]	300 x 365 x 450	299 x 357 x 451	299 x 357 x 451
Wysokość z otwartą pokrywą [mm]	572	572	572
Waga [kg]	~ 21/23*	~ 22/23,7*	~ 20/21,5 *
Min. czas rozpędzania [s]	35	5	14
Min. czas hamowania [s]	33	11	12
	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej	* waga wirówki zależna od wersji napięciowej

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 REGON: 000401029 Alior Bank S.A.

Warszawa KRS: 0000128941 16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**

tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48VAT UE: PL PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**₁

22 610 55 36 5250001753

mail: mpw@mpw.pl / BDO 000042924

www.mpw.pl