

## PORÓWNYWARKA

| PORÓWNYWANE PRODUKTY                   | M-BASIC  | M-DIAGNOSTIC  | M-SCIENCE   |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>ZASILANIE</b>                       | 230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz<br>(opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)                       | 230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz<br>(opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)                        | 230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz<br>(opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)                        |
| <b>MOC [W]</b>                         | 120  | 190   | 230   |
| <b>POJEMNOŚĆ [ML]</b>                  | 8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP   | 500, 4 x CYTO   | 100, (24 kapilary 75 mm)  |
| <b>MAX. RPM [MIN<sup>-1</sup>]</b>     | 300 ÷ 4000, krok 100 RPM   | 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM  | 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM   |
| <b>MAX. RCF [X G]</b>                  | 2 469  | 4 830   | 24 270  |
| <b>CZAS PRACY</b>                      | 1 ÷ 99min, krok 1min, ∞ (HOLD)   | 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s  | 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s  |
| <b>WYMIARY H X W X D [MM]</b>          | 300 x 365 x 450  | 299 x 357 x 451   | 299 x 357 x 451   |
| <b>WYSOKOŚĆ Z OTWARTĄ POKRYWĄ [MM]</b> | 572  | 572   | 572   |

### "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa  
 tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36  
 mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029  
 KRS: 0000128941  
 VAT UE: PL 5250001753  
 BDO 000042924

Alior Bank S.A.  
 16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**  
 PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

| WAGA [KG]                 | ~ 21/23*                                     | ~ 22/23,7*                                   | ~ 20/21,5 *                                  |
|---------------------------|--|--|--|
| MIN. CZAS ROZPĘDZANIA [S] | 35   | 5  | 14   |
| MIN. CZAS HAMOWANIA [S]   | 33   | 11   | 12   |
|                           | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej |

**"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY**

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa  
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36  
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029  
KRS: 0000128941  
VAT UE: PL 5250001753  
BDO 000042924

Alior Bank S.A.  
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**  
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**