

СРАВНЕНИЕ

СРАВНИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ	M-BASIC	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE
			
ПИТАНИЕ	230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (опция 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz)
МОЩНОСТЬ [В]	120	190	220
ЕМКОСТЬ [МЛ]	8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP	500, 4 x CYTO	100 (24 капилляра 75 mm)
МАХ. RPM [М⁻¹]	300 ÷ 4000, шаг 100	90 ÷ 6 000	90 ÷ 18 000
МАХ. RCF [X G]	2 469	4 427	24 270
ВРЕМЯ РАБОТЫ	1 ÷ 99мин, шаг 1мин, ∞ (HOLD)	1с ÷ 99ч 59мин 59с, ∞, шаг 1с	1с ÷ 99ч 59мин 59с, ∞, шаг 1с
РАЗМЕРЫ В X Ш X Д [ММ]	300 x 365 x 450	300 x 367 x 455	300 x 367 x 455
ВЫСОТА С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ	572	572	572

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
 tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
 mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
 KRS: 0000128941
 VAT UE: PL 5250001753
 BDO 000042924

Alior Bank S.A.
 16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
 PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

ВЕС [КГ]	21/23 *	22/23 *	22/23 *
МИН. ВРЕМЯ РАЗГОНА [S]	35	5	14
МИН. ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ [S]	33	11	12
	* вес центрифуги зависит от версии напряжения	* вес центрифуги зависит от версии напряжения	* вес центрифуги зависит от версии напряжения

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
KRS: 0000128941
VAT UE: PL 5250001753
BDO 000042924

Alior Bank S.A.
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**