

## СРАВНЕНИЕ

СРАВНИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ	M-BASIC	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE
			
<b>ПИТАНИЕ</b>	230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (опция 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (вариант 100, 110, 127V 50/60Hz)
<b>МОЩНОСТЬ [В]</b>	120	190	220
<b>ЕМКОСТЬ [МЛ]</b>	8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP	500, 4 x CYTO	100 (24 капилляра 75 mm)
<b>МАХ. RPM [М<sup>-1</sup>]</b>	300 ÷ 4000, шаг 100	90 ÷ 6 000	90 ÷ 18 000
<b>МАХ. RCF [X G]</b>	2 469	4 427	24 270
<b>ВРЕМЯ РАБОТЫ</b>	1 ÷ 99мин, шаг 1мин, ∞ (HOLD)	1с ÷ 99ч 59мин 59с, ∞, шаг 1с	1с ÷ 99ч 59мин 59с, ∞, шаг 1с
<b>РАЗМЕРЫ В X Ш X Д [ММ]</b>	300 x 365 x 450	300 x 367 x 455	300 x 367 x 455
<b>ВЫСОТА С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ</b>	572	572	572

### "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa  
 tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36  
 mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029  
 KRS: 0000128941  
 VAT UE: PL 5250001753  
 BDO 000042924

Alior Bank S.A.  
 16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**  
 PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

ВЕС [КГ]	21/23 *	22/23 *	22/23 *
МИН. ВРЕМЯ РАЗГОНА [S]	35	5	14
МИН. ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ [S]	33	11	12
	* вес центрифуги зависит от версии напряжения	* вес центрифуги зависит от версии напряжения	* вес центрифуги зависит от версии напряжения

**"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY**

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa  
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36  
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029  
KRS: 0000128941  
VAT UE: PL 5250001753  
BDO 000042924

Alior Bank S.A.  
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**  
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**